

Instrukcje bezpieczeństwa GPSR dla elektrycznej szczoteczki do zębów

★ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz instrukcją obsługi i przestrzegać zawartych w niej zasad bezpieczeństwa. Zawierają one ogólne zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia lub innych zagrożeń.

Podstawowe zasady użytkowania

- ✓ Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa muszą być bezwzględnie przestrzegane podczas korzystania z urządzenia.
- ✓ Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.

Unikaj ryzyka porażenia prądem

- ⚡ Używaj tylko oryginalnej ładowarki dostarczonej przez producenta.
- ⚡ Nie zanurzaj ładowarki ani kabla w wodzie ani innych cieczach.
- ⚡ Nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub ładowarka są uszkodzone.
- ⚡ Przed ładowaniem upewnij się, że ręce są całkowicie suche.
- ⚡ Nie używaj szczoteczki pod prysznicem, jeśli producent tego nie zaleca.

Ostrożność podczas użytkowania – ryzyko mechanicznych uszkodzeń

- ⚙ Nie dociskaj szczoteczki zbyt mocno do zębów i dziąseł – może to powodować podrażnienia.
 - ⚙ Regularnie sprawdzaj głowicę szczoteczki – zużyte lub pęknięte włosie może prowadzić do uszkodzenia dziąseł.
 - ⚙ Nie używaj szczoteczki, jeśli głowica jest pęknięta lub poluzowana – grozi to połknięciem małych części.
 - ⚙ Nie pozwalaj dzieciom używać szczoteczki bez nadzoru dorosłych.
-

Zapobieganie przegrzaniu i uszkodzeniom termicznym

- 🔥 Nie pozostawiaj szczoteczki na ładowarce dłużej, niż jest to zalecane przez producenta.
 - 🔥 Nie przechowuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki czy bezpośrednie światło słoneczne.
 - 🔥 Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa podczas ładowania, natychmiast je odłącz i skontaktuj się z serwisem.
-

Konserwacja i czyszczenie – dłuższa żywotność urządzenia

- ✂ Po każdym użyciu dokładnie opłucz głowicę szczoteczki pod bieżącą wodą.
 - ✂ Przynajmniej raz w tygodniu przemyj uchwyt wilgotną ściereczką, aby usunąć osad i resztki pasty.
 - ✂ Regularnie wymieniaj głowicę szczoteczki zgodnie z zaleceniami producenta (zazwyczaj co 3 miesiące).
 - ✂ Nie używaj ostrych środków czyszczących ani rozpuszczalników – mogą one uszkodzić obudowę urządzenia.
 - ✂ Unikaj przechowywania urządzenia w wilgotnych miejscach – może to prowadzić do powstawania pleśni.
-

Bezpieczeństwo dzieci i osób z ograniczeniami ruchowymi

- 🧑 Osoby z ograniczeniami ruchowymi lub sensorycznymi powinny stosować urządzenie wyłącznie po odpowiednich instrukcjach.
 - 🧑 Przechowuj szczoteczkę i akcesoria poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec połknięciu drobnych elementów.
-

🧠 Środki ostrożności podczas użytkowania

- ✓ Nie używaj szczoteczki do czyszczenia języka, jeśli producent tego nie zaleca – może to powodować podrażnienia.
- ✓ Jeśli podczas szczotkowania pojawi się ból lub krwawienie, skonsultuj się ze stomatologiem.
- ✓ Nie używaj szczoteczki, jeśli masz otwarte rany w jamie ustnej.
- ✓ Nie dziel się swoją szczoteczką z innymi osobami – może to prowadzić do przenoszenia bakterii i infekcji.

Ostrożność podczas ładowania i przechowywania akumulatora

-  Używaj wyłącznie zalecanej przez producenta ładowarki do akumulatorów.
-  Nie pozostawiaj szczoteczki podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas, niż jest to zalecane przez producenta.
-  Nie używaj baterii lub akumulatorów, które wykazują oznaki uszkodzenia, wycieku lub nadmiernego nagrzewania się.
-  Nie próbuj otwierać obudowy akumulatora – może to grozić zwarcieniem lub wybuchem baterii.

Prawidłowe przechowywanie i transport szczoteczki

-  Nie zostawiaj szczoteczki w samochodzie w upalne dni – wysoka temperatura może uszkodzić akumulator.
-  Jeśli zabierasz szczoteczkę w podróż, przechowuj ją w etui ochronnym, aby uniknąć uszkodzenia głowicy.
-  Przed dłuższym przechowywaniem naładuj szczoteczkę do pełna i przechowuj ją w suchym miejscu.

Instrukcja utylizacji

 Zgodnie z **dyrektywą europejską 2012/19/UE** dotyczącą odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE), nie wolno wyrzucać zużytego urządzenia wraz z odpadami komunalnymi. Stare urządzenia elektryczne i elektroniczne powinny być zbierane oddzielnie, aby umożliwić ich recykling oraz ograniczyć wpływ na środowisko i zdrowie człowieka.

 Symbol przekreślonego kosza oznacza, że urządzenie powinno zostać zutylizowane zgodnie z regulacjami środowiskowymi.

 Oddaj zużyty sprzęt do punktu zbiórki elektrośmieci lub punktu recyklingu baterii.

Podsumowanie

-  Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli Ci bezpiecznie korzystać z elektrycznej szczoteczki i uniknąć ryzyka wypadków, przegrzania, awarii czy zagrożeń zdrowotnych. Dbaj o swoje bezpieczeństwo oraz środowisko, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.